



Burg Pharma  
Bernburg

## Sterile vorgefüllte Spritze 0,9 % NaCl zur Spülung von Gefäßzugangssystemen







2-fach steril:  
sterile Lösung, steril verpackt

● Vorgefüllte Spritze 0,9 % NaCl  
Sterile Lösung und sterile Spritze  
(von innen und außen,  
geeignet für Sterilfeld)







● In 4 Größen erhältlich:  
3 ml, 5 ml, 10 ml (alle in 10 ml Spritze) und 20 ml

● Hergestellt in der EU

● Einfache Anwendung



- Mit NaCl 0,9 % vorgefüllte Polypropylen-Spritze
- Doppelt steril: sterile Lösung, steril verpackt
- für die Spülung von peripheren in-situ Gefäßzugangssystemen
- Sie kann auf ein steriles Feld gelegt werden
- Einfach zu benutzen
- 3 Jahre Haltbarkeit

	Bezeichnung	Füllvolumen	Behältnis	Einheiten/ Karton	Art. Nr.	PZN
	PentaFlush <sup>1</sup> 0,9 % NaCl 10 ml	10 ml	10 ml vorgefüllte Spritze	30 x 10 ml	4303	18755905
	PentaFlush <sup>1</sup> 0,9 % NaCl 5 ml	5 ml	10 ml vorgefüllte Spritze	30 x 5 ml	4302	18755897
	PentaFlush <sup>1</sup> 0,9 % NaCl 3 ml	3 ml	10 ml vorgefüllte Spritze	30 x 3 ml	4301	18755880
	PentaFlush <sup>1</sup> 0,9 % NaCl 20 ml	20 ml	20 ml vorgefüllte Spritze	20 x 20 ml	4304	18755911
	Heparin-Natrium <sup>2</sup> 500 U. I.	5 ml	5 ml Ampulle	65 x 5 ml	4305	17998209
	SwabArt <sup>®3</sup> Desinfektions- kappe		Kappe mit 70% Isopropylalkohol	250 Stk.	C200	


- 1 PENTAFERTE ITALIA s.r.l., Viale Piane Nocella, 23, 64012 Campli (TE) Italy – €€ 0051 
- 2 S.A.L.F. S.p.A. Laboratorio Farmacologico, Via Marconi, 2 24069 Cenato Sotto (BG) Italy – €€ 0373
- 3 ASSET<sup>®</sup> MEDIKAL TASARIM SAN. VE TIC. A.S., Ikitelli OSB Mah., 17. Cd., No:17, Basaksehir Istanbul, Turkey – €€ 1984




**Burg Pharma**  
Bernburg

**Burg Pharma** ist ein mittelständisches deutsches Pharmaunternehmen aus Bernburg in Sachsen-Anhalt. Seit 1954 vertrauen Ärzte und Apotheker auf die hohe Qualität unserer Infusionslösungen. Heute unterstützen wir unsere Patienten mit etablierten und innovativen Produkten bei der Prävention und Therapie.

**Unser Kundenservice** freut sich auf Ihre Bestellung:

 D: +49 3471 6 34 25-0  
CH: +41 41 58 81 13-0

 D: +49 3471 6 34 25-99  
CH: +41 41 2 10 98-33

 kundendienst@burgpharma.com

Burg Pharma GmbH · Wilhelmstraße 8 · D – 06406 Bernburg  
Burg Pharma AG · Obergrundstrasse 61 · CH – 6003 Luzern

[www.burgpharma.com](http://www.burgpharma.com)